

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium	Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 1 von 29

Inhalt

1	Serum-Untersuchungen.....	2
2	Plasma-Untersuchungen	14
2.1	EDTA-Plasma	14
2.2	Fluorid-Plasma	14
2.3	Heparin-Plasma	14
3	EDTA-Vollblut-Untersuchungen.....	15
4	Urin-Untersuchungen.....	16
4.1	Urin-Untersuchungen – Qualitativ	16
4.2	Urin-Untersuchungen – Quantitativ	17
5	Liquor-Untersuchungen	20
6	Bestimmungen aus Sondermaterialien (Punktate, Sekrete etc.).....	20
7	Kreatinin-Clearance: Alters- und geschlechtsbezogene Referenzbereiche	22
8	U-Kreatinin im 24h-Urin: Altersbezogene Referenzbereiche.....	22
9	Urin-Katecholamine: Altersbezogene Referenzbereiche.....	23
10	Einheiten.....	24
11	Liste der Parameter, die von einer Störgröße beeinflusst werden können	25
12	Allgemeines	26
13	Abkürzungen.....	29

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 2 von 29

Parameter, die mit * gekennzeichnet sind, sind im Akkreditierungsumfang nicht enthalten, s.a. Kap.12!

1 Serum-Untersuchungen

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
α-Amylase	U/l	< 110		Photometrie, kinetisch (IFCC)
α₁-Antitrypsin	g/l	0,9 – 2,0		Nephelometrie
α-HBDH	U/l	75 – 195		Photometrie, kinetisch
Acetaminophen (Paracetamol)	µg/ml	<u>Therapeutischer Bereich:</u> 10 – 30		Homogener enzymatischer Immunoassay
Albumin	g/l	35 – 55		Photometrie (Bromkresolgrün)
Alkalische Phosphatase	U/l	M: 40 – 130 W: 35 – 105		Photometrie, kinetisch
ALT (GPT)	U/l	M: < 50 W: < 35		Photometrie, kinetisch (IFCC)
AFP (α-1-Fetoprotein)	ng/ml	< 10		CMIA
Amiodaron* Desethylamiodaron* (aktiver Metabolit)	µg/ml µg/ml	<u>Therapeutischer Bereich:</u> 0,5 – 2,5 1,0 – 5,0	Bestimmung 1 x wöchentlich	LC/MS
Anorganisches Phosphat	mg/dl	2,5 – 4,5		Photometrie (Molybdat-Komplex)
Antistreptolysin-Titer	U/ml	< 150 < 200	< 13 Jahre > 13 Jahre	Nephelometrie
Apolipoprotein B (Apo B)	mg/dl	<u>Zielwerte nach Risiko-</u> <u>einstufung:</u> < 65 < 80 < 100	Bei sehr hohem Risiko Bei hohem Risiko Bei moderatem Risiko	Turbidimetrie

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 3 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
AST (GOT)	U/l	M: < 50 W: < 35		Photometrie, kinetisch (IFCC)
β-Hydroxybutyrat	mmol/l	0,02 – 0,27		Photometrie, kinetisch
β-Trace-Protein		< 2	Ab einem Quotienten von Sekretkonzentration zu Serumkonzentration von > 2 ist mit einer Liquorbeimengung im Sekret von etwa 5 % oder größer zu rechnen.	Nephelometrie
βHCG			Siehe HCG gesamt + βHCG	
Barbiturate			Qualitativ	KIMS
Benzodiazepine			Qualitativ	KIMS
Bilirubin:				
Gesamt-Bilirubin	mg/dl	< 1,1		Photometrie (DPD-Methode)
Direktes Bilirubin	mg/dl	< 0,2		
Indirektes Bilirubin	mg/dl	< 1,0	rechnerisch ermittelt	
C3	g/l	0,90 – 1,80		Nephelometrie
C4	g/l	0,10 – 0,40		Nephelometrie
CA 19-9	U/ml	< 37		CMIA
CA 72-4	U/ml	< 6,9	Bestimmung 1 x wöchentlich (Do)	ECLIA
Calcium	mmol/l	2,20 – 2,65		Photometrie (Arsenazo III)
Calcium, korrigiert (Albumin)	mmol/l	2,20 – 2,65		Berechnet (aus Calcium und Albumin)
CDT (Carbohydrate-Deficient-Transferrin)	%	< 2,6		Nephelometrie
CEA	ng/ml	< 5,0		CMIA

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 4 von 29

Leistungsspektrum

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Ceftazidim*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Talspiegel: > 10 Toxisch: > 60	Gekühlt! Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr), Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Chlorid	mmol/l	98 – 108		Indirekte ISE
Cholesterin	mg/dl	> 200 zunehmendes arteriosklerotisches Risiko		Photometrie (Trinder-Reaktion)
Cholinesterase	kU/l	3,93 – 11,50		Photometrie, kinetisch (GSCC)
Chromogranin A	µg/l	< 102	Bestimmung 1 x wöchentlich (Mo)	TRACE-Technologie
CK (Creatin-Kinase)	U/l	M: < 190 W: < 170		Photometrie, kinetisch
CK-MB	% der Gesamt-CK	< 6		Immunitest Photometrie, kinetisch
Coeruloplasmin	g/l	0,2 – 0,6		Nephelometrie
CRP (hochsensitiv, hsCRP)	mg/l	< 1 1 – 3 > 3	niedriges Risiko durchschnittliches Risiko hohes Risiko	Nephelometrie
CRP (C-reaktives Protein)	mg/l	< 5		Turbidimetrie
Cystatin C	mg/l	0,62 – 1,11		Nephelometrie
Desethylamiodaron			Siehe Amiodaron	
Digitoxin	ng/ml	<u>Therapeutischer Bereich:</u> 10 – 25	Die Medikamentenspiegel-Bestimmungen sollten im Steady State unmittelbar vor der nächsten Gabe erfolgen.	ECLIA

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 5 von 29

Leistungsspektrum

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Digoxin	ng/ml	<u>Therapeutischer Bereich:</u> 0,5 – 0,9	Die Medikamentenspiegel-Bestimmungen sollten im Steady State unmittelbar vor der nächsten Gabe erfolgen.	ECLIA
Eisen	µg/dl	M: 40 – 160 W: 35 – 145		Photometrie, komplexometrisch
Eiweiß-Elektrophorese:				
Albumin	%	56,0 – 66,0		Kapillarzonen-Elektrophorese
α₁-Globulin	%	3,0 – 5,0		
α₂-Globulin	%	7,0 – 12,0		
β₁-Globulin	%	4,5 – 7,0		
β₂-Globulin	%	3,0 – 6,5		
γ-Globulin	%	11,0 – 19,0		
Eiweiß, gesamt	g/l	66 – 83		Photometrie (Biuret-Methode)
Ethanol	mg/dl ‰			Photometrie (Alkoholdehydrogenase)
Ferritin	ng/ml	M: 34 – 310 M: 30 – 665 W: 22 – 112 W: 22 – 300 W: 30 – 651	17 – 64 Jahre > 64 Jahre 17 – 50 Jahre 51 – 64 Jahre > 65 Jahre	Turbidimetrie
Fluconazol*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> > 11 > 20 – 30 vermutlich nicht sinnvoll	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Folsäure	ng/ml	3,89 – 20,0		ECLIA
ft3 (freies Trijodthyronin)	pmol/l	2,4 – 6,9		CMIA

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 6 von 29

Leistungsspektrum

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
fT4 (freies Thyroxin)	pmol/l	10 – 25	Unter Levothyroxin-Substitutions-therapie sollte die Blutentnahme frühestens 12h, besser 24h nach der letzten Medikation erfolgen.	CMIA
γ-GT	U/l	M: < 60 W: < 40		Photometrie, kinetisch
Gallensäure	μmol/l	< 8		Photometrie, kinetisch
Gentamicin	μg/ml	<u>Therapeutische Bereiche:</u> Talspiegel: < 1 Spitzenspiegel: > 15 (Talspiegel: < 2 Spitzenspiegel: 4 – 10)	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Abnahme Spitzenspiegel: 30min nach dem Ende einer 30min-Infusion 24h-Dosierungsintervall (8h-Dosierungsintervall)	KIMS
Gewebstransglutaminase-Antikörper IgA (TTG-Ak)	U/ml	< 12 negativ 12 – 18 grenzwertig > 18 positiv	Bestimmung 14-tägig	ELISA
GFR	ml/min		Generell wird bei der Bestimmung des Kreatinins im Serum die eGFR nach der CKD-EPI-Formel berechnet angegeben (Berechnung aus Lebensalter, Geschlecht und Kreatinin im Serum). Dies ist nur ein Anhaltswert zur Erkennung schwerwiegender nephrologischer Erkrankungen und darf keinesfalls zur	CKD-EPI-Formel (berechnet)

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 7 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
			Dosisberechnung von Medikamenten hergezogen werden.	
GLDH	U/l	M: < 7 W: < 5		Photometrie, kinetisch
Glucose	mg/dl	70 – 110	Für exakte Glucose-Bestimmung wird Citrat-Fluorid-Plasma (GlucoEXACT) empfohlen!	Photometrie (Hexokinase)
Haptoglobin	mg/l	300 – 2000		Turbidimetrie
Harnsäure	mg/dl	M: 3,4 – 7,0 W: 2,4 – 5,7		Photometrie (Uricase/Trinder-reaktion)
Harnstoff	mg/dl	17 – 43		Photometrie, kinetisch (Urease)
Hämoglobin, (freies Hb)	mg/dl	< 45		Photometrie (Hemiglobincyan-Methode)
HCG gesamt + βHCG	mU/ml	< 5 < 5 < 10	Männer und Frauen Prämenopausal Postmenopausal	ECLIA
Homocystein	μmol/l	5 – 15 < 10	Bestimmung 2 x wöchentlich (Mi/Fr) Achtung! Serum-Spezial-Röhrchen: HCY-Gel-Röhrchen Wenn nicht das Spezial-Röhrchen verwendet wird, muss die Probe gekühlt werden! Blutentnahme nach mind. 12-stündiger Nahrungskarenz. Erwachsene Kinder	CMIA

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 8 von 29

Leistungsspektrum

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
HTC (Holo-transcobalamin)	pmol/l	> 50 35 – 50 < 35	Vitamin B12-Versorgung ausreichend Grauzone (weitere Diagnostik) Mangel an V B12 sehr wahrscheinlich	CMIA
HDL-Cholesterin	mg/dl	M: 55 – 90 M: 35 – 55 M: < 35 und > 90 F: 65 – 90 F: 45 – 65 F: < 45 und > 90	Prognostisch günstig Standardrisiko Prognostisch ungünstig Prognostisch günstig Standardrisiko Prognostisch ungünstig	Colorimetrie (Enzymatischer Farbttest)
Immunglobulin A	g/l	0,7 – 4,0		Turbidimetrie
Immunglobulin G	g/l	7,0 – 16,0		Turbidimetrie
Immunglobulin M	g/l	0,4 – 2,3		Turbidimetrie
Interleukin 6	pg/ml	< 7	< 10: Ausschluss akuter Inflammation < 150: lokale Infektionen > 150: systemische Inflammation > 1000: Hochrisiko, schwere Sepsis	ECLIA
Intrinsic-Factor-Antikörper	U/ml	< 12 negativ 12 – 18 grenzwertig > 18 positiv	Bestimmung 14-tägig	ELISA
Isavuconazol*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Invasive Aspergillose: 2,0 – 5,0 Vermehrte Toxizität: > 5,0	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Kalium	mmol/l	3,6 – 5,1		Indirekte ISE
Kappa/Lambda Quotient		1,35 – 2,65		
Kappa-Leichtketten	g/l	1,7 – 3,7	frei und gebunden	Nephelometrie
Lambda-Leichtketten	g/l	0,9 – 2,1	frei und gebunden	

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 9 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Kreatinin	mg/dl	M: 0,67 – 1,17 W: 0,51 – 0,95		Photometrie (Pikrinsäure, Jaffe-Methode)
Kreatinin-Clearance			Siehe: 7 Kreatinin-Clearance: Alters- und geschlechtsbezogene Referenzbereiche	
Kupfer	mg/l	M: 0,79 – 1,31 W: 0,74 – 1,22	Bestimmung 1 x wöchentlich	ICP/MS
Kupfer, frei	mg/l	< 0,40		
LDH	U/l	< 250		Photometrie, kinetisch (IFCC)
LDL-Cholesterin	mg/dl	< 100 100 – 130 130 – 150 160 – 190 > 190	Anzustrebender Bereich Niedriges Risiko Grenzwertig erhöhtes Risiko Hohes Risiko Prognostisch ungünstig	Colorimetrie (Enzymatischer Farbtest)
Linezolid*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Talspiegel: 2 – 7 Toxisch: > 10	Gekühlt! Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Lipase	U/l	< 60		Photometrie (colorimetrisch-kinetisch)
Lipoprotein (a)	nmol/l	< 75		Turbidimetrie
Lithium	mmol/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> 0,6 – 0,8		Farbtest

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 10 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Magnesium	mmol/l	0,7 – 1,1		Photometrie (komplexometrisch, Xylidylblau)
Meropenem*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Talspiegel: > 2 Toxisch: > 20	Gekühlt! Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Methotrexat	µmol/l		Ein therapeutischer Bereich im üblichen Sinne liegt nicht vor.	CMIA
Myoglobin	µg/l	< 70		Turbidimetrie
Natrium	mmol/l	135 – 145		Indirekte ISE
Neuronen-spezifische Enolase (NSE)	ng/ml	< 12,4		CMIA
Nicht-HDL-Cholesterin	mg/dl	<u>Zielwerte nach Risiko- einstufung:</u> < 85 < 100 < 130	Bei sehr hohem Risiko Bei hohem Risiko Bei moderatem Risiko	Berechnet: Differenz zwischen Gesamtcholesterin und HDL-Cholesterin
NT-proBNP	pg/ml	< 125		ECLIA
Osmolalität	mosmol/kg	280 – 300		Gefrierpunktserniedrigung
PCT (Procalcitonin)	ng/ml	< 0,5		TRACE-Technologie
Phosphat			siehe Anorganisches Phosphat	
Phosphat-Clearance	ml/min	5,4 – 16,2		Photometrie (Molybdat-Komplex)

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	
		Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 11 von 29

Leistungsspektrum

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Piperacillin* (Tazobactam*)	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Talspiegel: > 20 Toxisch: > 60	Gekühlt! Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Platin	mg/l	< 0,0002 <u>Therapeutischer Bereich:</u> 0,5 – 5,0	Bestimmung 1 x wöchentlich	ICP/MS
Posaconazol*	mg/l	<u>Therapeutischer Bereich:</u> Antimykotische Prophylaxe: > 0,7 Zunehmende Toxizität: > 5,0	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
PSA Gesamt-PSA Freies PSA Freies PSA prozentual	ng/ml ng/ml %	< 4 < 15 malignomverdächtig 15 – 25 Grauzone > 25 V.a. BPH		CMIA
S-100	µg/l	< 0,11		ECLIA
SCC	ng/ml	< 1,5	Bestimmung 1 x wöchentlich (Mi)	CMIA
Schwangerschaftstest			siehe HCG gesamt + βHCG	
Selen	µg/l	50 – 120	Bestimmung 1 x wöchentlich	ICP/MS
Serotonin	ng/ml	40 – 200	Gekühlt! Bestimmung 14-tägig	HPLC

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 12 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Tobramycin	µg/ml	<u>Therapeutische Bereiche:</u> Talspiegel: < 1 Spitzenspiegel: > 15 (Talspiegel: < 2 Spitzenspiegel: 4 – 10)	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Abnahme Spitzenspiegel: 30min nach dem Ende einer 30min-Infusion 24h-Dosierungsintervall (8h-Dosierungsintervall)	Homogener Enzymimmunoassay
Transferrin	g/l	2,0 – 3,6		Turbidimetrie
Transferrin-Eisen-Sättigung	%	16 – 45		Photometrie (komplexometrisch) und Turbidimetrie
Tricyklische Antidepressiva			Qualitativ	Homogener Enzymimmunoassay
Triglyceride	mg/dl	50 – 200		Photometrie (colorimetrisch)
Troponin I (high-sensitive)	pg/ml	M: < 34,2 W: < 15,6	Empfohlen wird die Messung aus Li-Heparin-Plasma!	CMIA
TSH (Thyreoida-stimulierendes Hormon)	mIU/l	0,3 – 4,00		CMIA
T3 (Trijodthyronin)			Siehe fT3, freies Trijodthyronin	
T4 (Thyroxin)			Siehe fT4, freies Thyroxin	
TTG-Ak			siehe Gewebstransglutaminase-Antikörper IgA	
Vancomycin	µg/ml		Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Abnahme Spitzenspiegel: 1 h nach dem Ende der Infusion	CMIA

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
		Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 13 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
		<u>Therapeutische Bereiche:</u> Talspiegel: > 10 Talspiegel: > 15 Spitzenspiegel: 30 – 40 Plateau-Spiegel: 20 – 25	Bei komplizierten Infektionen Bei kontinuierlicher Infusion	
Vitamin A	ng/ml	300 – 800	Lichtgeschützt! Bestimmung 14-tägig	HPLC
Vitamin E	µg/ml	5 – 18	Lichtgeschützt! Bestimmung 14-tägig	HPLC
Vitamin B12	pg/ml	211 – 911		ECLIA
Vitamin B6	ng/ml	5 – 30	Lichtgeschützt! Mindestens 12 h Nahrungskarenz vor Blutentnahme. Bestimmung 14-tägig	HPLC
Vitamin D3 (25-OH)	ng/ml nmol/l	30 – 70 75 – 175		CMIA
Voriconazol*	mg/l	<u>Therapeutische Bereiche:</u> Invasive Aspergillose: 1,0 – 5,0 Disseminiert, ZNS/Auge: 2,0 – 6,0 Vermehrte Toxizität: > (4 –) 6,0	Abnahme Talspiegel: Vor der nächsten Medikamenten-Gabe Bestimmung 3 x wöchentlich (Mo/Mi/Fr) Probeneingang bis 8:00 Uhr!	LC/MS
Zink	mg/l	0,72 – 1,15	Bestimmung 1 x wöchentlich	ICP/MS

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 14 von 29

2 Plasma-Untersuchungen

2.1 EDTA-Plasma

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Ammoniak	µg/dl	M: 25 – 94 W: 19 – 82	Nach Blutentnahme kühlen (auf Eis legen) und sofort ins Labor bringen!	Photometrie (enzymatisch)
Metanephrin*	ng/l	< 90	Gekühlt! Bestimmung 14-tägig	LC/MS
Normetanephrin*	ng/l	< 190	Gekühlt! Bestimmung 14-tägig	LC/MS
Parathormon	pg/ml	15 – 65		ECLIA

2.2 Fluorid-Plasma

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Lactat	mg/dl mmol/l	4,5 – 20 0,5 – 2,2		Photometrie (colorimetrisch)
Glucose	mg/dl	70 – 110	Empfohlen werden Citrat-Fluorid-Plasma-Röhrchen (GlucoEXACT)!	Photometrie (Hexokinase)

2.3 Heparin-Plasma

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Troponin I (high-sensitive)	pg/ml	M: < 34,2 W: < 15,6		CMIA
Vitamin C	mg/l		Gekühlt! Bestimmung 14-tägig	HPLC

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
		Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 15 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
		4 – 15 2 – 4 < 2	normal unzureichende Zufuhr manifeste Mangel	

3 EDTA-Vollblut-Untersuchungen

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Cyclosporin A	ng/ml	100 – 400	Abhängig von transplantiertem Organ und klinischem Zustand Probeneingang bis 11:00 Uhr!	ECLIA
HbA1c	% mmol/mol	4,8 – 5,9 29 – 42 Altersabhängige Bereiche: < 40 J: 4,6 – 5,9 % 40 < 60 J: 4,8 – 6,2 % ≥ 60 J: 5,0 – 6,4 %	Bestimmung täglich bis 20:00 Uhr.	HPLC
Tacrolimus	ng/ml	5 – 20	Abhängig von transplantiertem Organ und klinischem Zustand Probeneingang bis 11:00 Uhr!	ECLIA
Thiopurin-S-Methyltransferase	nmol/h*g Hb	> 40 15 – 40 < 15	Bestimmung 14-tägig Normal Heterozygote Verminderung Homozygote Verminderung	HPLC
Vitamin B1	µg/l	28 – 85	Nüchternabnahme, lichtgeschützt und gekühlt! Bestimmung 14-tägig	HPLC
Vitamin B2	µg/l	137 – 370	Nüchternabnahme, lichtgeschützt und gekühlt!	HPLC

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
		Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 16 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
			Bestimmung 14-tägig	

4 Urin-Untersuchungen

4.1 Urin-Untersuchungen – Qualitativ

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
<u>Drogen im Urin</u> U-Amphetamine U-Barbiturate U-Benzodiazepine U-Buprenorphin U-Cocain Metabolite U-Ecstasy (MDMA/XTC) U-Fentanyl U-Methadon U-Metamphetamin U-Opiate (Morphin, Heroin) U-THC (Tetrahydrocannabinol) U-Tricyklische Antidepressiva			Qualitativ	Immunologischer kompetitiver Schnelltest
U-Schwangerschaftstest			Analytische Sensitivität: 10 mU/ml	Teststreifen (immunologisch auf HCG)
<u>Urinstatus</u> U-Bilirubin U-Blut U-Eiweiß		negativ negativ negativ	Qualitativ	Teststreifen

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste		Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
		Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 17 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
U-Glucose U-Ketone U-Leukozyten U-Nitrit U-pH-Wert U-Spezifisches Gewicht U-Urobilinogen		negativ negativ negativ negativ 4,8 – 7,4 1,002 – 1,040 negativ		

4.2 Urin-Untersuchungen – Quantitativ

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
U-5-Aminolävulinsäure	mg/24h mg/g Kreatinin	< 6,4 < 3,0 negativ 3,0 – 8,0 Grenzbereich > 8,0 positiv	Muss gekühlt gesammelt werden! Lichtgeschützter Transport ins Labor! Bestimmung 14-tägig	Ionenaustausch-Chromatographie
U-α_1-Mikroglobulin	mg/l mg/g Kreatinin	< 12 < 14		Nephelometrie
U-Albumin	mg/l mg/g Kreatinin	< 30 < 30	Zur Bestimmung einer Mikroalbuminurie	Turbidimetrie
U-Adrenalin			siehe U-Katecholamine	
U-Calcium	mmol/l mmol/24h	M: 2,5 – 7,5 W: 2,5 – 6,2		Photometrie (Calcium-Arsenazo III)
U-Chlorid	mmol/l mmol/24h	54 – 158 95 – 237		Indirekte ISE
U-Dopamin			siehe U-Katecholamine	
U-Eisen	µg/l µg/24h µg/6h	< 150 < 100 < 1,5	Desferal-Test	ICP/MS

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 18 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
U-Eiweiß	mg/l mg/g Kreatinin mg/24h	< 135 < 100 < 150		Photometrie (Pyrogallolrot/Molybdat)
U-Glucose	g/dl	< 0,03		Photometrie (Hexokinase)
U-Harnsäure	mg/dl g/24h	< 1		Photometrie (Uricase)
U-Harnstoff	mg/dl mg/24h	< 35		Photometrie (Urease, kinetisch)
U-Hydroxyindol- essigsäure (U-HIES)	mg/24h mg/g Kreatinin	2,0 – 8,0 1,0 – 16,1	Angesäuert mit Eisessig! Bestimmung 14-tägig	HPLC
U-Homovanillinsäure			siehe U-Katecholamine	
U-Iod	µg/l µg/g Kreatinin	150 – 250		ICP/MS
U-IgG	mg/l mg/g Kreatinin	< 10 < 6		Nephelometrie
U-Kalium	mmol/l mmol/24h	40 – 100		Indirekte ISE
U-Kappa/Lambda Quotient		0,75 – 4,5		Nephelometrie
U-Kappa-Leichtketten U-Lambda-Leichtketten	mg/l mg/l			
U-Katecholamine: U-Adrenalin U-Noradrenalin U-Dopamin U-Homovanillinsäure U-Vanillinmandelsäure	µg/24h µg/24h µg/24h µg/24h µg/24h	4 – 20 23 – 105 190 – 450 2,0 – 7,4 3,3 – 6,5	Angesäuert mit 25% HCL Bestimmung: 14-tägig Siehe auch Tabelle mit Normbereichen für Kinder und Jugendliche im Anhang mit Angabe in der Dimension µg/g Kreatinin bzw. mg/g Kreatinin	HPLC

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 19 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
U-Metanephrin U-Normetanephrin	µg/24h µg/24h	< 400 < 800		
U-Kreatinin	mg/dl mg/24h/kg		siehe Tabelle im Anhang	Photometrie (Pikrinsäure)
U-Kupfer	µg/24h	< 60	Bestimmung 1 x wöchentlich	ICP/MS
U-Magnesium	mg/dl mmol/24h	3,0 – 5,0		Photometrie (komplexometrisch, Xylidylblau)
U-Metanephrin			siehe U-Katecholamine	
U-Natrium	mmol/l mmol/24h	40 – 220		Indirekte ISE
U-Noradrenalin			siehe U-Katecholamine	
U-Normetanephrin			siehe U-Katecholamine	
U-Osmolalität	mosmol/kg	50 – 1400		Gefrierpunktserniedrigung
U-Phosphat	mg/dl g/24h	0,5 – 1,5		Photometrie (Molybdat-Komplex)
U-Porphobilinogen	mg/24h mg/g Kreatinin	< 1,7 < 1,8 negativ 1,8 – 4,7 Grenzbereich > 4,7 positiv	Muss gekühlt gesammelt werden! Lichtgeschützter Transport ins Labor! Bestimmung 14-tägig	Ionenaustausch- Chromatographie
U-Porphyrine gesamt	µg/l	< 150 µg / 24h	Muss gekühlt, lichtgeschützt und ohne Konservierungsmittel ge- sammelt werden! Lichtgeschützter Transport ins Labor!	Ionenaustausch- Chromatographie
U-Transferrin	mg/l mg/g Kreatinin	< 2,2 < 2,2		Nephelometrie
Urin-Sediment				Mikroskopische Begutachtung mehrerer Gesichtsfelder

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 20 von 29

5 Liquor-Untersuchungen

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
L-Eiweiß	mg/l	200 – 500		Photometrie (Pyrogallolrot/Molybdat)
L-Glucose	mg/dl	ca. 2/3 des Serum- Glucosewertes		Photometrie (Hexokinase)
L-Lactat	mg/dl mmol/l	11 – 19 1,2 – 2,1	Na-Fluorid-Röhrchen!	Photometrie (colorimetrisch)
L-LDH	U/l			Photometrie, kinetisch (IFCC)
Zellen im Liquor				
L-Erythrozyten	Zellen/ μ l	0		Mikroskopie
L-Leukozyten	Zellen/ μ l	< 4		

6 Bestimmungen aus Sondermaterialien (Punktate, Sekrete etc.)

Wegen der Heterogenität der verschiedenen Sondermaterialien können keine verlässlichen Normbereiche angegeben werden! Parameter, die aus Sondermaterialien bestimmt werden, sind im Akkreditierungsumfang nicht enthalten.

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Albumin	g/l			
α -Amylase	U/l			
Bilirubin gesamt	mg/dl			
Bilirubin-Kristalle				
CA 19-9	U/ml			
CEA	ng/ml			
Cholesterin	mg/dl			
Eiweiß, gesamt	g/l			

Universitätsklinikum Erlangen 	Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 21 von 29

Parameter	Einheit	Bereich	Anmerkung	Methode
Erythrozyten				
Glucose	mg/dl			
Glucose-Belastungstest	mg/dl			
Harnsäure	mg/dl			
Harnsäure-Kristalle				
Harnstoff	mg/dl			
Immunglobulin A	g/l			
Immunglobulin G	g/l			
Immunglobulin M	g/l			
Kalium	mmol/l			
Kreatinin	mg/dl			
Lactat	mg/dl			
Leukozyten				
LDH	U/l			
Lipase	U/l			
Natrium	mmol/l			
Osmolalität	mosmol/kg			
Transferrin	g/l			
Triglyceride	mg/dl			
Zink	µg/dl			

7 Kreatinin-Clearance: Alters- und geschlechtsbezogene Referenzbereiche

Frauen	
Alter (Jahre)	Bereich (ml/min)
20 – 29	72 – 121
30 – 39	71 – 110
40 – 49	50 – 102
50 – 59	50 – 98
60 – 69	45 – 75
70 – 79	37 – 61
80 – 89	27 – 55
90 – 99	26 – 42

Männer	
Alter (Jahre)	Bereich (ml/min)
20 – 29	94 – 140
30 – 39	89 – 137
40 – 49	76 – 120
50 – 59	67 – 109
60 – 69	54 – 98
70 – 79	49 – 79
80 – 89	30 – 60
90 – 99	26 – 44

8 U-Kreatinin im 24h-Urin: Altersbezogene Referenzbereiche

Alter (Jahre)	Bereich (ml/min)
20 – 29	21,5 – 26,1
30 – 39	20,4 – 23,4
40 – 49	16,5 – 22,9
50 – 59	16,4 – 22,2
60 – 69	14,0 – 19,8
70 – 79	11,2 – 17,2
80 – 89	7,7 – 15,7
90 – 99	6,4 – 12,6

9 Urin-Katecholamine: Altersbezogene Referenzbereiche

Parameter	Einheit	Alter (Jahre)	Bereich
U-Adrenalin	µg/g Kreatinin	0 – 1	< 75
		2 – 4	< 55
		5 – 9	< 35
		10 – 19	< 35
		Erwachsene	< 25
U-Dopamin	µg/g Kreatinin	0 – 1	< 2000
		Erwachsene	< 450
U-Noradrenalin	µg/g Kreatinin	0 – 1	< 420
		2 – 4	< 120
		5 – 9	< 90
		10 – 19	< 80
		Erwachsene	< 115
U-Homovanillinsäure	µg/g Kreatinin	0 – 1	< 32,6
		2 – 4	< 22,0
		5 – 9	< 15,1
		10 – 19	< 12,8
		Erwachsene	< 7,6
U-Vanillinmandelsäure	µg/g Kreatinin	0 – 1	< 18,8
		2 – 4	< 11
		5 – 9	< 8,3
		10 – 19	< 8,3
		Erwachsene	< 6,0

10 Einheiten

Abkürzung	Einheit
%	Prozent
‰	Promille
kg	Kilogramm
g	Gramm
mg	Milligramm
µg	Mikrogramm
ng	Nanogramm
pg	Picogramm
mol	Mol
mmol	Millimol
µmol	Mikromol
nmol	Nanomol

Abkürzung	Einheit
mosmol	Milliosmol
l	Liter
dl	Deziliter
ml	Milliliter
µl	Mikroliter
kU	KiloUnit
U	Unit
mIU	MilliUnit
IU	International Unit
h	Stunde
min	Minute

11 Liste der Parameter, die von einer Störgröße beeinflusst werden können

Bewertung der Störgröße	Erhöhtes Bilirubin (Ikterie)	Einfluss	Hämolyse	Einfluss	Lipämie	Einfluss
schwach	Harnsäure	↓	AST (GOT)	↑	Eisen	↑
			Bilirubin (gesamt und direkt)	↓	Lipase	↑
			CK-MB	↑		
			HBDH	↑		
			Eisen	↑		
			LDH	↑		
			Kalium	↑		
mäßig	Cholesterin	↓	Alkalische Phosphatase	↓		
			CK	↑		
			Magnesium	↑		
deutlich	Lactat	↓	Amylase	↓	IgM	↓
	Lipase	↓	Chlorid	↓		
	Eiweiß, gesamt	↓	Natrium	↓		
	Harnsäure	↓	Eiweiß, gesamt	↓		
	Triglyceride	↓	Cholesterin	↑		
stark	Alkalische Phosphatase	↑	Glucose	↑	Ferritin	↑
	Amylase	↑	Anorganisches Phosphat	↑	Glucose	↑
	CK-MB	↑	Harnsäure	↑	LDL-Cholesterin	↑
	Glucose	↑			IgM	↑
	Magnesium	↑				
sehr stark	Alle übrigen Untersuchungsmethoden (parameterabhängig)					

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 26 von 29

12 Allgemeines

Um ein Laborergebnis korrekt klinisch beurteilen zu können, muss man sich im Klaren sein, dass diese Befunde einer Reihe von Einflüssen und Faktoren unterliegen, die diese Parameter in der Aussagekraft beeinflussen können. Unter dem Begriff Messunsicherheit müssen alle relevanten Quellen berücksichtigt werden, die hier Einfluss nehmen können wie z.B. in-vivo-Determinanten:

- biologisch physiologische Einflüsse (u.a. unterschiedlicher Referenzbereich auf Grund der unterschiedlichen Geschlechter, Alter, Ernährung, Belastungszustand, Körperlage, Tagesrhythmik)
- Einflüsse diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen z. B. i.m.-Injektionen, pharmakologisch bedingte Stoffwechselforgänge, pathologische Einflüsse (Traumata, Operationen, Schock) und weitere Störfaktoren (in vitro-Determinanten, die als Konsequenz diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Störung des Analysenprozesses durch Pharmaka, auftreten)
- Störung durch Probenbestandteile, die noch vor Abnahme in vivo oder durch falsche Lagerung der Probe in vitro auftreten

Vor allem die in-vivo-Determinanten, die Präanalytik im stationären Bereich und der Probentransport zum Labor entziehen sich häufig dem Einfluss und der Kenntnis des Labors und müssen daher von den Einsendern sorgfältig überwacht werden.

Die Analytik selbst wird im Labor gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung (RiliBÄK) überprüft. Die Anforderungen dieser Richtlinien werden bei uns als Mindeststandard angesehen und sowohl in Bezug auf die Häufigkeit der Kontrollen als auch in Bezug auf die zulässigen Toleranzgrenzen deutlich übertroffen.

Externe Qualitätskontrolle

Das Zentrallabor nimmt mit allen Parametern, jeweils einmal im Quartal bzw. halbjährlich an den Ringversuchen, soweit verfügbar, des Referenzinstitutes für Bioanalytik (RfB) und INSTAND e.V. teil. Auf Wunsch werden die Zertifikate gerne als Kopie zur Verfügung gestellt. **Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat, Tel.: 39325 oder 33072, Email: zl-sekretariat@uk-erlangen.de**

Universitätsklinikum Erlangen Zentrallaboratorium		Liste	Datei Q_LI_033_ Version 34.DOCX
	Leistungsspektrum		Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 27 von 29

Interne Qualitätskontrolle

Bei jeder Analysenserie werden Kontrollen, die den klinisch relevanten Messbereich erfassen, mitgeführt. Diese Werte werden folgenden statistischen Auswertungen unterzogen:

- Präzision: Ermittlung der Standardabweichung und des Variationskoeffizienten (VK), der monatlich auf Einhaltung der nach RiliBÄK zulässigen Toleranzen überprüft wird. Jeder Kontrollwert wird einer Prüfung seiner Lage in Bezug auf den laboreigenen Mittelwert und Einhaltung der Plus/Minus 3s-Grenzen unterzogen.
- Richtigkeit: Monatlich wird für alle Parameter der Mittelwert der durchgeführten Kontrollmessungen erstellt und mit den nach RiliBÄK zulässigen prozentualen Abweichungen vom Zielwert der jeweiligen Kontrollcharge verglichen.
- Maximale zulässige Abweichung des Einzelwerts vom Zielwert (der jeweiligen Kontrollprobe): Hier wird der Einzelmesswert einer Kontrollprobe mit dem vorgegebenen prozentualen Bereich für zulässige Abweichungen verglichen.

Dies sind die hauptsächlichen Kriterien der statistischen Beurteilung von Kontrollprobenmessungen.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne Näheres zu den jeweiligen Kontrollmessungen unserer Parameter, sowie den bei uns erzielten Kenndaten und vorgegebenen Zielwerten und zulässigen Abweichungen mit. Bitte wenden Sie sich an unsere Annahme (Tel.: 33073) oder den diensthabenden Arzt des Zentrallabors.

Akkreditierung

Das Zentrallabor ist nach DIN EN ISO 15189:2014 akkreditiert. Parameter, die mit * gekennzeichnet sind, sowie Parameter, die aus Sondermaterialien bestimmt werden, sind im Akkreditierungsumfang nicht enthalten.

Die aktuelle Akkreditierungsurkunde und Anlage zur Akkreditierungsurkunde sind im Mitarbeiterportal und auf der Homepage des Zentrallabors einsehbar.

Universitätsklinikum Erlangen  Zentrallaboratorium	Liste	Datei: Q_LI_033_ Version: 34.DOCX
	Leistungsspektrum	Gültig ab: 23.04.2024 Seite: 28 von 29

Analysen in Fremdvergabe

Das Zentrallabor vergibt keine Unteraufträge, die als Ergebnis in die ZL-eigenen Befundformate übernommen werden. Sollte es aufgrund fehlender technischer Ressourcen oder in besonderen Notfällen notwendig sein, bestimmte Untersuchungen an hierfür spezialisierte Laboratorien weiterzuleiten, erfolgt die Vergabe von Unteraufträgen nur an Laboratorien, die ihre aktuellen Qualitätsstandards unserem Labor darlegen.

Untersuchungen, die das Labor nicht selbst anbietet, werden als ausgelagerter Prozess an ausgewählte Referenz- bzw. Fremdlaboratorien vergeben. Die Qualitätsstandards der Fremdlaboratorien werden jährlich überprüft.

13 Abkürzungen

CIA	Chemilumineszenz-Immunoassay
CMIA	Chemilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay
ECLIA	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay
GSCC	German Society of Clinical Chemistry
HPLC	High Pressure Liquid Chromatography
ICP/MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
IFCC	International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
ISE	Ionenselektive Elektrode
KIMS	Kinetic Interaction of Microparticles in a Solution
LC/MS	Liquid Chromatography / Mass Spectrometry
TRACE	Time-Resolved Amplified Cryptate Emission